




# Oral Note AI

## Wireless Connect 導入マニュアル

煩雑なQRコードの読み取りや転送アプリの起動はもう不要です。  
カメラのシャッターを切るだけで、患者様のカルテに写真が瞬間移動する。  
次世代のデジタル・デンティストリーを体感してください。

## 1. システムの全体図（図解）

Oral Note AIがどのように各デバイスを連携させているかを表した図です。



### 院内完結の超高速ネットワーク

全ての通信はインターネットを経由せず、クリニック内のWi-Fi（ローカルネットワーク）で行われます。大容量の画像もタイムラグなくiPadに表示されます。

### 極めて高いセキュリティ

患者様の画像データはクラウドには送信されず、メインPCのストレージ（HDD/SSD）に安全に保管されます。容量制限の心配もありません。

## 2. クリニックへの導入手順

システムを本稼働させるための初回セットアップ手順です。

### 1 ファイルの配置（メインPC）

USBメモリ等でお渡しする「**OralNoteAI.exe**」を、クリニックのメインPC（WindowsまたはMac）のデスクトップにコピーします。

※ この1つのファイルの中に、Oral Note AIのシステム全般（データベース、Webサーバー、監視システム）が丸ごと入っています。

### 2 カメラ・アプリの設定（メインPC）

カメラの画像をPCに自動で取り込むため、Canon EOS Utility（またはNikonの同等ソフト）を設定します。

- EOS Utility を起動し、カメラをWi-FiまたはUSBで接続します。
- 環境設定から、画像の保存先（ダウンロード先）をデスクトップの**Camera\_Inbox** フォルダに設定します。

### 3 iPadの接続設定（各チェア）

メインPCで **OralNoteAI.exe** をダブルクリックして起動した状態にします。

- iPadのSafariを開き、メインPCのIPアドレス（例：**http://192.168.x.x:3000**）を入力します。
- 表示されたOral Note AIの画面を、Safariの「ホーム画面に追加」機能でアプリ化します。

📌 これでセットアップは完了です！ iPadからは本物のアプリのように操作可能になります。

### 3. 毎日の診療での使い方

セットアップ完了後の、実際の診療フローです。極めて直感的でストレスフリーです。

#### 究極の3ステップ・ワークフロー



##### ① ID入力（スタッフ）

iPadで患者IDを入力し  
「接続」を押す



##### ② 撮影（ドクター）

一眼レフカメラで  
口腔内写真を撮影する



##### ③ 瞬間表示（オート）

iPadの画面に自動で  
写真がフワッと表示される

💡 **メインPCには一切触れる必要はありません。**

撮影された写真は、メインPCの [OralNote\\_Data/Patients/\[患者ID\]/](#) フォルダにシステムが自動で格納します。Inboxに不要なデータが溜まり続けることはありません。

💡 **複数チェアへの対応**

1台のメインPCに対して、複数のiPadを同時に接続することができます。「1番ユニットは患者A」「2番ユニットは患者B」と別々に接続を待機させることが可能です。